



オーシャンオプティクス社の分光器で、絶対放射強度測定を行うためには、分光器および使用光ファイバの感度補正が必要です。

本サービスは、メーカーが出荷時に分光器および使用する光ファイバの感度補正を行い、補正データを添付します。分光器と共に補正証明書と、補正係数データがCDにより提供されます。

波長範囲は、210 - 2400 nm の間で、3 種の範囲からご選択可能です。

なお、推奨再校正期間は 1 年です。



オーダーガイド

名称	型番	波長範囲
オーシャンオプティクス社分光器 出荷前感度補正サービス	SPEC-CAL-UV	210 - 1050 nm
	SPEC-CAL	350 - 1050 nm
	SPEC-CAL-NIR	900 - 2400 nm

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。